

Location	X-Ray Machine	Capture Principle	X-Ray Enlargement	Image Software	DICOM Information		.bmp Header Information		.jpg Header Information		Correct(ed) Values	
					ResX	ResY	ResX	ResY	ResX	ResY	ResX	ResY
Læbe- Ganespalte Centret, København	KODAK 9000c	TotalSensor	14	VisiQuick			1	1	1	1	174	174
Specialtandlæge Rikke Mentz	KODAK 9000c	TotalSensor	14	KODAK			200	200	200	200	177	177
Specialtandlæge Paul-Henrik Nerder	SORADEx Cranex Tome	PhosphorPlate	13	DIGORA			205	203	205	203	211	203
Specialtandlæge Anders Niklason	PLANMECA ProCeph	TotalSensor	13	ROMEXIS			1	1	1	1	182.5	182.5
Nyborg Kommunale Tandpleje	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	DIMAXIS			192.4	192.4	190.5	190.5	192.4	192.4
Næstved Kommunale Tandpleje før 01.08.14	Instrumentarium OC200D	LineSensor	14	KODAK	264.5	264.5	150	150	150	150	266.5	266.5
Næstved Kommunale Tandpleje efter 01.08.14	KODAK 9000C	TotalSensor	14	KODAK			200	200	200	200	175.5	175.5
Sérfr. í tannréttingum, Stefán R. Pálsson	SIRONA Orthophos XG	LineSensor	10	SIDEXIS			244	244	244	244	244	244
Roskilde Kommunale Tandpleje før 12.02.13	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	DIMAXIS			192.4	192.4	190.5	190.5	192.4	192.4
Roskilde Kommunale Tandpleje efter 12.02.13	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS	257	257	72	72	289	289	257	257
Roskilde Kommunale Tandpleje efter 20.10.14	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			72	72	199	199	176.5	176.5
Regionstandpl. Sjælland, Slagelse før 27.11.13	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	DIMAXIS			192.4	192.4	190.5	190.5	192.4	192.4
Regionstandpl. Sjælland, Slagelse efter 27.11.13	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			2	72	199	199	176.5	176.5
Regionstandpl. Sjælland, Næstved efter 01.01.18	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS					217	217	192.4	192.4
Regionstandpl. Sjælland, Køge	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS					217	217	192.4	192.4
Rudersdal Kommunale Tandpleje før 01.12.2014	SORADEx Cranex Tome	PhosphorPlate	14	DIGORA			203	203	203	203	208.4	203
Rudersdal Kommunale Tandpleje efter 01.12.2014	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			72	72	199	199	176.5	176.5
Slagelse Kommunale Tandpleje	KODAK 9000C	TotalSensor	14	KODAK			200	200	200	200	175.5	175.5
Sorø Kommunale Tandpleje	Planmeca Proline XC	LineSensor	13	DIGORA			192.4	192.4	190.5	190.5	192.4	192.4
Tandreguleringen I/S, Hvidovre	KODAK 9000c	TotalSensor	14	KODAK			195	195	195	195	177	177
Tandreguleringen I/S, Hvidovre	MyRay Hyperion X7	LineSensor	11	MYRAY			1	1	1	1	264.5	264.5
TMK, RH	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			72	72	1	1	192.4	192.4
University of California, Old	ICAT	CBCT	9.7	Dolphin					114	114	114	114
University of California, New	KODAK 9300C	TotalSensor	14	KODAK			72	72	72	72	177	177
University of Taiwan	ORTHOCEPH OR100	LineSensor	10.2	AGFA	254	254	1	1	1	1	254	254
Vordingborg Kommunale Tandpleje	KODAK 9000C	TotalSensor	14	KODAK			200	200	200	200	175.5	175.5
VU Københavns Tandlægeskole før 18.09.12	BJØRK/KREIBORG	PhosphorPlate	5.6	ARION			1	1	1	1	207.6	203
VU i Perioden 18.09.12 til 01.11.13	PLANMECA ProMax3D	LineSensor	13	ARION			1	1	1	1	176.6	176.6
VU Københavns Tandlægeskole efter 01.11.13	PLANMECA ProMax3D	TotalSensor	13	ARION			1	1	1	1	183	183

